



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,0YZ

BT 10 µl Ponteiras - 1000 pcs

PT-110-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Visão geral

As ponteiras para pipetas OMNITIP™ BT de 10 µl são acessórios de laboratório de alta qualidade, projetados para pipetagem de precisão. Projetadas com eficiência e praticidade em mente, são uma ferramenta indispensável para o trabalho diário em laboratório.

Capacidade: 10 µl Cor: transparente O conjunto contém 1000 ponteiras em saco com fechamento

Aplicação: - dispensação precisa de amostras biológicas, - pipetagem precisa de medicamentos e soluções médicas, - preparação e transferência de soluções químicas, - uma ferramenta indispensável em experimentos que exigem dosagem precisa.

Compatível com (Additional Fee)

Estação de trabalho para calibração de micropipetas

Pipetas automáticas de volume variável