



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,0YZ

BT 10 µl Spitzen - 1000 Stück

PT-110-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

OMNITIP™ BT 10 µl Pipettenspitzen sind hochwertiges Laborzubehör, das für präzises Pipettieren entwickelt wurde. Sie wurden mit Blick auf Effizienz und Komfort entwickelt und sind ein unverzichtbares Werkzeug für die tägliche Laborarbeit.

Fassungsvermögen: 10 µl Farbe: farblos Das Set enthält 1000 Tipps in einem Plastikbeutel mit Kordelzugverschluss

Anwendung: - Präzises Dispensieren von biologischen Proben, - Genaues Pipettieren von Medikamenten und medizinischen Lösungen, - Vorbereitung und Umfüllen von chemischen Lösungen, - ein unentbehrliches Hilfsmittel bei Experimenten, die eine genaue Dosierung erfordern.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Arbeitsplatz für Pipettenkalibrierung

Automatische Pipetten mit variable Volumen