



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,0YZ](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,0YZ)

## Bouts BT 10 µl - 1000 pièces

PT-110-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

Les bouts pour pipettes OMNITIP™ BT 10 µl sont des accessoires de laboratoire de haute qualité conçus pour un pipetage de précision. Conçues dans un souci d'efficacité et de commodité, elles constituent un outil indispensable pour le travail quotidien en laboratoire.

Capacité : 10 µl Couleur : incolore Le set contient 1000 pointes dans un sachet en plastique avec une fermeture à glissière

Application : - distribution précise d'échantillons biologiques, - pipetage précis de médicaments et de solutions médicales, - préparation et transfert de solutions chimiques, - outil indispensable pour les expériences nécessitant un dosage précis.

## Compatible avec (Additional Fee)

Poste pour calibrage de pipettes

Pipettes volumétriques automatiques