



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,0YZ

Puntali BT 10 μ l - 1000 pezzi

PT-110-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

I puntali per pipette OMNITIP™ BT da 10 μ l sono accessori di laboratorio di alta qualità progettati per il pipettaggio di precisione. Progettati all'insegna dell'efficienza e della praticità, sono uno strumento indispensabile per il lavoro quotidiano in laboratorio.

Capacità: 10 μ l Colore: incolore Il set include 1000 punte in un sacchetto di plastica con chiusura a cerniera

Applicazioni: - Dosaggio preciso di campioni biologici, - pipettaggio accurato di farmaci e soluzioni mediche, - preparazione e trasferimento di soluzioni chimiche, - uno strumento indispensabile negli esperimenti che richiedono un dosaggio preciso.

Compatibile con (Additional Fee)

Stazione di lavoro per calibrazione pipette

Pipette automatiche a volume variabile