

## BT 10 µl チップ - 1000個パック

PT-110-000<sup>2</sup>





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 概要

OMNITIP™ BT 10 µlチップは、精密なピペッティング のために設計された 高品質な実験用アクセサリー です。 効率性と利便性を追求し、日常のラボ作業に欠かせないツール となっています。

容量: 10 µl カラー: 透明 セット内容は、チップ 1000本 (ジッパー付きプラスチック袋入り)

用途: - 生体試料の精密な分注, - 医薬品および医療用溶液の正確なピペッティング, - 化学溶液の調製および移送. - 精密な投与が求められる実験に不可欠なツール

## 互換性あり (Additional Fee)

ピペット校正用ワークステーション

自動可変容量ピペット