



radwag.com



BT 10 µl チップ - 1000個パック

PT-110-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,0YZ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

OMNITIP™ BT 10 µlチップは、精密なピッティングのために設計された 高品質な実験用アクセサリーです。効率性と利便性を追求し、日常のラボ作業に欠かせないツールとなっています。

容量: 10 µl カラー: 透明 セット内容は、チップ 1000本 (ジッパー付きプラスチック袋入り)

用途: - 生体試料の精密な分注,- 医薬品および医療用溶液の正確なピッティング,- 化学溶液の調製および移送,- 精密な投与が求められる実験に不可欠なツール

互換性あり (Additional Fee)

ピペット校正用ワークステーション

自動可変容量ピペット