



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,0YZ](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,0YZ)

## Końcówki BT 10 $\mu$ l - 1000 szt.

PT-110-0001



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Końcówki do pipet OMNITIP™ BT 10  $\mu$ l to wysokiej jakości akcesoria laboratoryjne przeznaczone do precyzyjnego pipetowania. Zaprojektowane z myślą o efektywności i wygodzie, stanowią niezastąpione narzędzie w codziennych pracach laboratoryjnych.

Pojemność: 10  $\mu$ l

Kolor: bezbarwny

Zestaw zawiera 1000 końcówek w worku foliowym z zamknięciem strunowym

Zastosowanie: - precyzyjne dozowanie próbek biologicznych, - dokładne pipetowanie leków i roztworów medycznych, - przygotowywanie i przenoszenie roztworów chemicznych, - niezbędne narzędzie w eksperymentach wymagających precyzyjnego dozowania.

## **Pasuje do (Dodatkowo płatne)**

Stanowisko do kalibracji pipet

Pipety automatyczne zmiennobjętościowe