



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,0YZ](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,0YZ)

## Uçları BT 10 µl - 1000 adet

PT-110-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Genel Açıklama

OMNITIP™ BT 10 µl pipet uçları, hassas pipetleme için tasarlanmış yüksek kaliteli laboratuvar aksesuarlarıdır. Verimlilik ve kolaylık göz önünde bulundurularak tasarlanan bu uçlar, günlük laboratuvar çalışmaları için vazgeçilmez bir araçtır.

Kapasite: 10 µl Renk: şeffaf Set içeriği plastik bir torba içinde 1000 uç içerir

Uygulama - biyolojik numunelerin hassas dağıtımı, - ilaçların ve tıbbi çözeltilerin doğru pipetlenmesi, - kimyasal çözeltilerin hazırlanması ve aktarılması, - Hassas dozajlama gerektiren deneylerde vazgeçilmez bir araçtır.

## İle uyumlu (Additional Fee)

Pipet Kalibrasyonu için İş İstasyonu

Otomatik Değişken Hacimli Pipetler