



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,105](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,105)

# Selbstzentrierende Waagschale für den Komparator APP 30.5Y.KO

WX-001-0447



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Die "schwimmende" selbstzentrierende Waagschale ist für den Komparator APP KO bestimmt. Sie wird als Ersatz für die Standardschale verwendet und wird bei der Produktion des Gerätes installiert. Die Schale ist vor der Anschaffung des Komparators der Serie APP KO zu bestellen und wird nicht als separates Produkt angeboten.

Die Schale dient zum Stabilisieren und Nivellieren von nicht zentrisch aufgelegten Gewichten sowie zum nicht zentrischen Auflegen von mehreren Gewichten als Vergleichsprüfgewicht.

Die Waagschale ist mit Korke beschichtet und mit Positionsfeldern für verschiedene Kombinationen der Gewichtverteilung ausgestattet.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Manueller Massekomparator APP 5Y.KO

# Abmessungen des Geräts B x T x H

