



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,12Q

Selbstzentrierende Hängewaagschale für manuellen Massekomparator WAY 500.5Y.KO, WAY 1.5Y.KO, WAY 2.5Y.KO

WX-001-0426



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Die selbstzentrierende Hängewaagschale ist für manuelle Massekomparatoren der Serie WAY 5Y.KO bestimmt.

Installation Sie wird während der Produktionsphase des Geräts anstelle der Standard-Waagschale installiert und muss daher bei der Bestellung eines Massekomparators mitbestellt werden (sie wird nicht als separates Produkt verkauft). Die Waagschale hat die folgenden Funktionen: außermittige Positionierung mehrerer Gewichte, die das resultierende Komparatornormal bilden, Positionierung des Schwerpunkts des Prüfnormals und des Referenznormals immer an der gleichen Stelle.



Kompatibel mit (Additional Fee)

Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO