



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,12Q](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,12Q)

# Selbstzentrierende Hängewaagschale für manuellen Massekomparator WAY 500.5Y.KO, WAY 1.5Y.KO, WAY 2.5Y.KO

WX-001-0426



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Die selbstzentrierende Hängewaagschale ist für manuelle Massekomparatoren der Serie WAY 5Y.KO bestimmt.

Installation Sie wird während der Produktionsphase des Geräts anstelle der Standard-Waagschale installiert und muss daher bei der Bestellung eines Massekomparators mitbestellt werden (sie wird nicht als separates Produkt verkauft). Die Waagschale hat die folgenden Funktionen: außermittige Positionierung mehrerer Gewichte, die das resultierende Komparatornormal bilden, Positionierung des Schwerpunkts des Prüfnormals und des Referenznormals immer an der gleichen Stelle.



# Kompatibel mit (Additional Fee)

Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO