



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,12Q

Plateau auto-centrant suspendu pour le comparateur de masse manuel WAY 500.5Y.KO, WAY 1.5Y.KO, WAY 2.5Y.KO

WX-001-0426



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le plateau suspendu à centrage automatique est dédié aux comparateurs de masse manuels de la série WAY 5Y.KO.

Il est monté au stade de la production du dispositif à la place d'un plateau standard, il doit donc être commandé lors de la commande d'un comparateur (il n'est pas vendu en tant que produit séparé). Le plateau a les fonctions suivantes : situés excentriquement plusieurs poids constituant le résultat du motif comparatif, s'fixer le centre de gravité de l'éprouvette et de l'éprouvette de référence toujours au même endroit.



Compatible avec (Additional Fee)

Comparteur manuel de masse WAY 5Y.KO