



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,12Q](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,12Q)

# Plateau auto-centrant suspendu pour le comparateur de masse manuel WAY 500.5Y.KO, WAY 1.5Y.KO, WAY 2.5Y.KO

WX-001-0426



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Description

Le plateau suspendu à centrage automatique est dédié aux comparateurs de masse manuels de la série WAY 5Y.KO.

Il est monté au stade de la production du dispositif à la place d'un plateau standard, il doit donc être commandé lors de la commande d'un comparateur (il n'est pas vendu en tant que produit séparé). Le plateau a les fonctions suivantes : situés excentriquement plusieurs poids constituant le résultat du motif comparatif, s'fixer le centre de gravité de l'éprouvette et de l'éprouvette de référence toujours au même endroit.



## Compatible avec (Additional Fee)

Comparateur manuel de masse WAY 5Y.K0