



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,12Q](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,12Q)

# WAY 500.5Y.KO, WAY 1.5Y.KO, WAY 2.5Y.KO 手動マスコンパレータ用 吊り下げ式自動センタリング計量皿

WX-001-0426



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 概要

吊り下げ式セルフセンタリング計量皿は、WAY 5Y.KO 手動マスコンパレータ専用設計されています。

## インストール

本計量皿は、装置の製造段階で標準の計量皿の代わりに取り付けられるため、質量比較器の注文時に指定する必要があります（単体販売はしていません）。計量皿の機能:

参照標準の合成質量としての複数の分銅を、中心からずらしても配置可能試験対象と参照標準の重心を常に同じ位置に搭載することが可能



## 互換性あり (Additional Fee)

WAY 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)