



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,12Q

Szalka wisząca samocentrująca do manualnego komparatora masy WAY 500.5Y.KO, WAY 1.5Y.KO, WAY 2.5Y.KO



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Szalka wisząca samocentrująca jest dedykowana do manualnych komparatorów masy serii WAY 5Y.KO.

Montaż Montuje się ją na etapie produkcji urządzenia w miejscu standardowej szalki, dlatego należy ją zamówić przy składaniu zamówienia na komparator (nie jest sprzedawana jako osobny produkt). Szalka pełni następujące funkcje: rozlokowywanie niecentrycznie kilku odważników stanowiących wynikową wzorca porównawczego, ustawienie środka ciężkości wzorca badanego i wzorca odniesienia zawsze w tym samym miejscu.



Pasuje do

