



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,12Q

Szalka wisząca samocentrująca do manualnego komparatora masy WAY 500.5Y.KO, WAY 1.5Y.KO, WAY 2.5Y.KO

WX-001-0426



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Szalka wisząca samocentrująca jest dedykowana do manualnych komparatorów masy serii WAY 5Y.KO.

Montaż Montuje się ją na etapie produkcji urządzenia w miejscu standardowej szalki, dlatego należy ją zamówić przy składaniu zamówienia na komparator (nie jest sprzedawana jako osobny produkt). Szalka pełni następujące funkcje: rozlokowywanie niecentrycznie kilku odważników stanowiących wynikową wzorcą porównawczego, ustawienie środka ciężkości wzorca badanego i wzorca odniesienia zawsze w tym samym miejscu.



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Manualny komparator masy WAY 5Y.KO