



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,171](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,171)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Zylindergewicht mit Ringschraube 200 kg - Holzkoffer

OP-301-0032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	200 kg

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel