



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,1FX](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,1FX)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Zylindergewicht mit 4 Stehbolzen 100 kg - Servicekoffer



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |           |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse              | F2        |
| Konstruktion             |           |
| Material                 | Edelstahl |
| Nominalwert              | 100 kg    |

## Kompatibel mit

Pinsel