



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,11Z](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,11Z)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 g - 200 g), Kunststoff-Etui

OK-302-0026



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	610 g
Nominalwert	1 – 200 g
Anzahl	11 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel