



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,1Iz](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,1Iz)

## Cylindrique, ensembles (1 g - 200 g), boîte plastique



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	610 g
Valeur nominale	1 – 200 g
Nombre	11 pièces

### Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux