



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,11Z](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,11Z)

# Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 200 g), opakowanie plastikowe

OK-302-0026



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	610 g
Wartość nominalna	1 – 200 g
Ilość	11 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle