



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,1KQ

RAD Key

WX-010-0005



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Podzespoły i oprogramowanie

System operacyjny

Windows 7, 8, 10

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
 Wagosuszarka MA X7.IC.A
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
 Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H
 Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
 Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
 Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
 Waga wielofunkcyjna WPY
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
 Waga wielofunkcyjna C32
 Platformy nierdzewne HRP EX.H
 Wagi płozowe nierdzewne HX5.EX-1.4P2 H
 Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H
 Wagosuszarka MA 5Y
 Waga platformowa C315
 Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
 Wagi platformowe 1-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1 HR
 Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H

Waga analityczna XA 5Y.A
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
 Wagi paletowe C315.4P
 Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2
 Manualny komparator masy WAY 5Y.KO
 Ultra-mikrowaga UYA 5Y
 Wagosuszarka MA 5Y.IC
 Wagi platformowe 1-czujnikowe HX5.EX-1 C
 Wagosuszarka MA R
 Wagi platformowe 1-czujnikowe wodoodporne HX5.EX-1 H
 Waga analityczna AS 5Y
 Automatyczny komparator masy AK-4
 Waga precyzyjna PS 5Y
 Wagi PS 5Y do KTP
 Automatyczny komparator masy AKM-2
 Waga precyzyjna PS R2.H
 Terminal wagowy PUE HX5.EX
 Wagi HY10.H do KTP

Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H
Wagi WLY do KTP
Waga analityczna AS X7
Platformy malowane proszkowo HRP
Wagi PS X7 do KTP
Waga wielofunkcyjna TMX
Waga niemowlęca C315.D
Moduły wagowe serii MWMH
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna WLC
Waga precyzyjna PS R2
Wagi płozowe C315.4P2
Waga platformowa nierdzewna H315 4H
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
Waga precyzyjna WLC X7
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Wagi płozowe
HX5.EX-1.4P2 C
Wagi CY10 do KTP
Platformy nierdzewne HRP.H
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
Wagi najazdowe nierdzewne HX5.EX-1.4N
Waga wielofunkcyjna HY10
Wagi platformowe 4-czujnikowe HX5.EX-1.4 C
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H
Platformy malowane proszkowo HRP EX
Waga platformowa C315.4
Wagi paletowe nierdzewne HX5.EX-1.4P H
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
Waga precyzyjna C32.PM
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
Wagi automatyczne do kalibracji pipet
Waga wielofunkcyjna HX7
Moduły wagowe serii MWLH
Wagi platformowe nierdzewne zagłębiane HX5.EX-1.4 H/Z
Wagosuszarka MA X7.A
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z
Waga osobowa C315.O
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD
Wagi WPY do KTP

Wagi platformowe 4-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1.4 H
Waga precyzyjna WTC
Waga precyzyjna CY10
Waga platformowa H315 4C
Waga osobowa C315.OW
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Automatyczny komparator masy UMA
Wagi kolejkowe H315 2K
Waga precyzyjna PS X7
Manualny komparator masy APP 5Y.KO
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
Robotyczne komparatory masy
Przetworniki masy MW-01
Waga precyzyjna WLC C/2
Mikrowaga MYA 5Y
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Terminal wagowy PUE HX7
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE C32
Terminal wagowy PUE 7.1
Terminal wagowy PUE 5
Manualny komparator masy HRP 5Y.KO
Wagi pocztowe do paczek
Wagosuszarka PMV 5Y
Wagi paletowe
HX5.EX-1.4P C
Manualny komparator masy XA 5Y.KO
Manualny komparator masy HRP 5Y.KB
Mikrowaga XA 5Y.M
Terminal wagowy PUE C315
Terminal wagowy PUE HY10
Przetworniki masy MW-04
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Waga łózkowa C315.4B
Terminal wagowy PUE H315
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Nano-komparator NANO.AK-4.500.5Y
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S
Moduły MAS.1.Y
Wagi kolejkowe nierdzewne H315 2K
Waga łózkowa najazdowa C315.8B