




## RAD Key

WX-010-0005



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Podzespoły i oprogramowanie

System operacyjny

Windows 7, 8, 10

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR  
 Wagosuszarka MA X7.IC.A  
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
 Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
 Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
 Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
 Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
 Waga wielofunkcyjna WPY  
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
 Waga wielofunkcyjna C32  
 Platformy nierdzewne HRP EX.H  
 Wagi płozowe nierdzewne HX5.EX-1.4P2 H  
 Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
 Wagosuszarka MA 5Y  
 Waga platformowa C315  
 Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
 Wagi platformowe 1-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1 HR  
 Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H

Waga analityczna XA 5Y.A  
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
 Wagi paletowe C315.4P  
 Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
 Manualny komparator masy WAY 5Y.KO  
 Ultra-mikrowaga UYA 5Y  
 Wagosuszarka MA 5Y.IC  
 Wagi platformowe 1-czujnikowe HX5.EX-1 C  
 Wagosuszarka MA R  
 Wagi platformowe 1-czujnikowe wodoodporne HX5.EX-1 H  
 Waga analityczna AS 5Y  
 Automatyczny komparator masy AK-4  
 Waga precyzyjna PS 5Y  
 Wagi PS 5Y do KTP  
 Automatyczny komparator masy AKM-2  
 Waga precyzyjna PS R2.H  
 Terminal wagowy PUE HX5.EX  
 Wagi HY10.H do KTP

Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H  
Wagi WLY do KTP  
Waga analityczna AS X7  
Platformy malowane proszkowo HRP  
Wagi PS X7 do KTP  
Waga wielofunkcyjna TMX  
Waga niemowlęca C315.D  
Moduły wagowe serii MWMH  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Waga precyzyjna WLC  
Waga precyzyjna PS R2  
Wagi płozowe C315.4P2  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H  
Waga precyzyjna WLC X7  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Wagi płozowe  
HX5.EX-1.4P2 C  
Wagi CY10 do KTP  
Platformy nierdzewne HRP.H  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Wagi najazdowe nierdzewne HX5.EX-1.4N  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Wagi platformowe 4-czujnikowe HX5.EX-1.4 C  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H  
Platformy malowane proszkowo HRP EX  
Waga platformowa C315.4  
Wagi paletowe nierdzewne HX5.EX-1.4P H  
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
Waga precyzyjna C32.PM  
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP  
Wagi automatyczne do kalibracji pipet  
Waga wielofunkcyjna HX7  
Moduły wagowe serii MWLH  
Wagi platformowe nierdzewne zagłębiane HX5.EX-1.4 H/Z  
Wagosuszarka MA X7.A  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
Waga osobowa C315.O  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD  
Wagi WPY do KTP

Wagi platformowe 4-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1.4 H  
Waga precyzyjna WTC  
Waga precyzyjna CY10  
Waga platformowa H315 4C  
Waga osobowa C315.OW  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Waga precyzyjna WLY  
Automatyczny komparator masy UMA  
Wagi kolejkowe H315 2K  
Waga precyzyjna PS X7  
Manualny komparator masy APP 5Y.KO  
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H  
Robotyczne komparatory masy  
Przetworniki masy MW-01  
Waga precyzyjna WLC C/2  
Mikrowaga MYA 5Y  
Waga precyzyjna PS R1  
Waga analityczna XA 5Y  
Terminal wagowy PUE HX7  
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB  
Waga analityczna AS R2 PLUS  
Terminal wagowy PUE C32  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Terminal wagowy PUE 5  
Manualny komparator masy HRP 5Y.KO  
Wagi pocztowe do paczek  
Wagosuszarka PMV 5Y  
Wagi paletowe  
HX5.EX-1.4P C  
Manualny komparator masy XA 5Y.KO  
Manualny komparator masy HRP 5Y.KB  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Terminal wagowy PUE C315  
Terminal wagowy PUE HY10  
Przetworniki masy MW-04  
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Waga łóżkowa C315.4B  
Terminal wagowy PUE H315  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Nano-komparator NANO.AK-4.500.5Y  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S  
Moduły MAS.1.Y  
Wagi kolejkowe nierdzewne H315 2K  
Waga łóżkowa najazdowa C315.8B