



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,1MF

Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 mg - 10 kg), Holz-Etiu

OK-301-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	21 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 10 kg
Anzahl	29 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel