



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,1MF](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,1MF)

# Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 10 kg), caja de madera

OK-301-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F2
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	21 111,11 g
Valor nominal	1 mg – 10 kg
Número	29 pieza

## Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos