



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,1MF

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 10 kg), caja de madera

OK-301-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML F2

Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 21 111,11 g

Valor nominal 1 mg – 10 kg

Número 29 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos