



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,1MF

## F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 10 kg), tahta kutu

OK-301-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F2

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 21 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 10 kg

Quantity 29 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar