



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,10F

UL-04-1 (AS) Tüp Tutucu

WX-001-0033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları G x D x Y	110×102×56 mm
Net ağırlık	103 g
Brüt ağırlık	145 g

İle uyumlu (Additional Fee)

AS X7 Analitik Teraziler
AS 5Y Analitik Teraziler

AS R2 PLUS Analitik Teraziler
AS R1 PLUS Analitik Teraziler

Cihaz boyutları G x D x Y

