



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,1QB](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,1QB)

## Worzec masy klasy E1 - cylindryczny 2 kg



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	E1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	2 kg

### Pasuje do

Pędzle