



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,1QB](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,1QB)

# Wzorzec masy klasy E1 - cylindryczny 2 kg

OP-503-0056



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 2 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle