



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,23D](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,23D)

## Poids de classe M1, cylindrique à bouton, ensemble (1 g - 1 kg), boîte en bois

OK-401-0075



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

#### Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML	M1
Masse	2 110 g
Valeur nominale	1 g - 1 kg
Nombre	13 pièces

### Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux