



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,23D

Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 1 kg), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

| | |
|------------------------|------------|
| Klasa dokładności OIML | M1 |
| Masa | 2 110 g |
| Wartość nominalna | 1 g - 1 kg |
| Ilość | 13 szt |

Pasuje do

Pędzle