



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,23D

Wzorce masy klasy M1, cylindryczne, zestaw (1 g - 1 kg), opakowanie drewniane

OK-401-0075



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
Masa	2 110 g
Wartość nominalna	1 g - 1 kg
Ilość	13 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle