



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,27L

Cylindrique, ensembles (1 kg - 5 kg), boîte plastique

OK-202-0080



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques		
Classe de précision OIML		F1
Construction		
Matière		Acier inoxydable
Masse		10 000 g
Valeur nominale		1 – 5 kg
Nombre		4 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux