



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,27L

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 kg - 5 kg), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 10 000 g

Wartość nominalna 1 – 5 kg

Ilość 4 szt

Pasuje do

Pędzle