



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,2BV](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,2BV)

## Pesos padrão M1 - botão, conjunto (1 g - 200 g), caixa de madeira

OK-401-0073



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

#### Parâmetros metrológicos

Classe OIML	M1
Peso	610 g
Valor nominal	1 – 200 g
Quantidade	11 pçs

### Compatível com (Additional Fee)

!Pincéis