



More information on the website
[mirror.radwag.com/es/info,w1,2C8](https://www.mirror.radwag.com/es/info,w1,2C8)

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 2 kg), caja de madera



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F2
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	6 111,11 g
Valor nominal	1 mg – 2 kg
Número	27 pieza

Trabaja con

Pinzas

Cepillos