



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,2C8

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 2 kg), caja de madera

OK-301-0042



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML	F2
------------	----

Construcción

Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Masa	6 111,11 g
------	------------

Valor nominal	1 mg – 2 kg
---------------	-------------

Número	27 pieza
--------	----------

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos