



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,2C8

Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 2 kg), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F2

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 6 111,11 g

Wartość nominalna 1 mg – 2 kg

Ilość 27 szt

Pasuje do

Pincety

Pędzle