



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,2C8

F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 mg - 2 kg), tahta kutu

OK-301-0042



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F2

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 6 111,11 g

Nominal değer 1 mg – 2 kg

Quantity 27 adet

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar