



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,2IY](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,2IY)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 g - 200 g), Holz-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |           |
|--------------------------|-----------|
| OIML-Klasse              | F1        |
| Konstruktion             |           |
| Material                 | Edelstahl |
| Gewicht                  | 610 g     |
| Nominalwert              | 1 – 200 g |
| Anzahl                   | 11 St.    |

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinsel