



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,2IY

Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 200 g), boîte en bois

OK-201-0045



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | F1 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 610 g |
| Valeur nominale | 1 – 200 g |
| Nombre | 11 pièces |

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux