



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,2IY

Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 200 g), boîte en bois

OK-201-0045



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML F1

Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 610 g

Valeur nominale 1 – 200 g

Nombre 11 pièces

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux