



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,2IY](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,2IY)

## Cilindrico con cavità di adiacenza, set (1 g - 200 g), cassa di legno



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	F1
Costruzione	
Materiale	Stainless steel
Peso	610 g
Valore nominale	1 – 200 g
Numero	11 pcs

### Compatibile con

Pinzette

Pennelli