



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,2IY](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,2IY)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 200 g), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

#### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 610 g

Wartość nominalna 1 – 200 g

Ilość 11 szt

### Pasuje do

Pincety

Pędzle