



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,2SI

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z 4 uchwytami 100 kg - opakowanie drewniane

OP-301-0025



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	100 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle