



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,2XB

Antivibrationstisch für Laborwaagen SAL/T

WX-001-0107



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.



Technische Daten

| Konstruktion | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Konstruktion | pulverbeschichteter Stahl St3S |
| Wägebereich | 40 kg |
| Physikalische Parameter | |
| Verpackungsgröße B x T x H | 820×681×816 mm |
| Nettogewicht | 55 kg |
| Bruttogewicht | 68,5 kg |
| Länge | 770 mm |
| Breite | 650 mm |
| Höhe | 815±10 mm |



Kompatibel mit (Additional Fee)

Abmessungen des Geräts B x T x H



SAL/T