



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,2XB](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,2XB)

# Antivibrationstisch für Laborwaagen **SAL/T**

WX-001-0107



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.



## Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl St3S
Wägebereich	40 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße B x T x H	820×681×816 mm
Nettogewicht	55 kg
Bruttogewicht	68,5 kg
Länge	770 mm
Breite	650 mm
Höhe	815±10 mm

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Automatische Zuführung

# Abmessungen des Geräts B x T x H



SAL/T

---