



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,2XB

Antivibrationstisch für Laborwaagen **SAL/T**

WX-001-0107



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.



Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl St3S
Wägebereich	40 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße	820×681×816 mm
Nettogewicht	55 kg
Bruttogewicht	68,5 kg
Länge	770 mm
Breite	650 mm
Höhe	815±10 mm

Kompatibel mit (Additional Fee)

Automatische Zuführung

Abmessungen des Geräts



SAL/T
