



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,2XB](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,2XB)

# Stół antywibracyjny SAL/T dla podajnika automatycznego PA-04/H stalowy

WX-001-0107



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.



## Dane techniczne

Konstrukcja	
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo St3S
Nośność	40 kg
Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania S x G x W	820×681×816 mm
Masa netto	55 kg
Masa brutto	68,5 kg
Długość	770 mm
Szerokość	650 mm
Wysokość	815±10 mm



**Pasuje do (Dodatkowo płatne)**

## Wymiary urządzenia S x G x W



SAL/T